

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Epb42 (Proteína Eritrocitária 4.2) Para If/Cci E Elisa - P16452

Número do item: CM0028927



introdução

EPB42 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal direcionado à proteína eritrocitária 4.2, validado para IF/CCI e ELISA em humanos e camundongos. Ideal para estudos de estabilidade da membrana eritrocitária, anemia e distúrbios relacionados.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EPB42 Rabbit pAb
Observações/Alias	PA; SPH5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2038
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 589-691 da EPB42 humana (NP_001107606.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/CCI, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P16452
Peso da Proteína	77kDa
Envio	Bolsa de gelo