

Anticorpo Policlonal Anti-Epb42 Para Wb, Elisa - P16452

Número do item: CM0022946



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra EPB42 humano (Proteína 4.2). Validado para WB e ELISA, com reação cruzada com camundongo. Ideal para pesquisas sobre a estabilidade da membrana dos eritrócitos e o citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EPB42 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PA; SPH5; EPB42
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2038
GeneID	2038
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 10-240 do EPB42 humano (NP_001107606)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P16452
Peso da Proteína	77 kDa
Envio	Bolsa de gelo