

Anticorpo Policlonal Anti-Epcam Para Wb, Elisa - Q99Jw5

Número do item: CM0023064

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Epcam para WB e ELISA. Reage com humano, rato, rato. Tem como alvo a molécula de adesão de células epiteliais (CD326, EGP314). Imunogénio: Epcam de rato recombinante (aa 24-266).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Epcam Coelho pAb
Observações/Alias	EGP; Ly74; gp40; CD326; EGP-2; TROP1; Egp314; Ep-CAM; EpCAM1; Tacstd1; GA733-2; Tacstd1; Epcam
Espécie	Rato
ID do Gene	17075
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-266 do Epcam de rato (NP_032558.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q99JW5
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de Gelo