

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Epcam Para Wb, Ihc-P, Elisa - P16422

Número do item: CM0002575



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra EpCAM humano (CD326) para Western blot, IHC-P e ELISA. Reconhece EpCAM humano, de camundongo e de rato. Útil para pesquisa de adesão de células epiteliais e estudos de células-tronco cancerígenas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EpCAM Rabbit mAb
Observações/Apelido	ESA; KSA; M4S1; MK-1; DIAR5; EGP-2; EGP40; KS1/4; MIC18; TROP1; BerEp4; EGP314; HNPCC8; LYNCH8; MOC-31; Ber-Ep4; TACSTD1; EpCAM
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4072
ID do Gene	4072
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do EpCAM humano (P16422))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16422
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco de gelo