

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Epcam Para Wb, If/Icc, Elisa - P16422

Número do item: CM0014628



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EpCAM validado para WB, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre a molécula de adesão celular epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	EpCAM pAb de coelho
Observações/aliás	ESA; KSA; M4S1; MK-1; DIAR5; EGP-2; EGP40; KS1/4; MIC18; TROP1; BerEp4; EGP314; HNPCC8; LYNCH8; MOC-31; Ber-Ep4; TACSTD1; EpCAM
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4072
GeneID	4072
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-265 da EpCAM humana (NP_002345.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P16422
Peso da proteína	35 kDa
Envio	Bolsa de gelo