

Anticorpo Monoclonal Anti-Epcr/Cd201 Para Wb, Elisa - Q64695

Número do item: CM0007318

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado a EPCR/CD201 de camundongo. Validado para WB e ELISA. Está envolvido na coagulação sanguínea por meio da ativação da proteína C. Adequado para pesquisas sobre hemostasia e células endoteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EPCR/CD201 Rabbit mAb
Observações/Apelido	Ccca; Epcr; Ccd41; EPCR/CD201
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	10544
ID do Gene	19124
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-210 de EPCR/CD201 de camundongo (NP_035301.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q64695
Peso da Proteína	27kDa
Transporte	Bolsa de gelo