


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Epcr/Cd201 Para Wb, Fc, Elisa - Q9Unn8

Número do item: CM0004436



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a proteína humana EPCR/CD201, validado para aplicações de WB, FC e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo. Adequado para pesquisa de coagulação e hemostasia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EPCR/CD201 mAb de Coelho
Observações/Apelido	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; receptor da proteína C; EPCR/CD201
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10544
GeneID	10544
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-210 do CD201/EPCR humano (NP_006395.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UNN8
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco com gelo