


Anticorpo Monoclonal Anti-Eph Receptor B3 (Ephb3) Para Wb, Elisa - P54753

Número do item: CM0003021



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra o receptor Eph B3 humano (EPHB3), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Tem como alvo uma importante receptor tirosina quinase envolvido na orientação axonal e no desenvolvimento sináptico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho contra Eph receptor B3 (EPHB3)
Observações/Apelido	EK2; ETK2; HEK2; TYRO6; Eph receptor B3 (EPHB3)
Espécie	Humano
GeneID	2049 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do receptor Eph B3 humano (EPHB3) (P54753)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P54753
Peso Proteico	110kDa
Transporte	Saco de Gelo