


Anti-Epha1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - P21709

Número do item: CM0027375



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o EPHA1 humano, validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Aplicável em pesquisa de sinalização de receptor efrina, angiogênese e carcinoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EPHA1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EPH; EPHT; EPHT1; EPHA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2041
GeneID	2041
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-230 do EPHA1 humano (NP_005223.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P21709
Peso da Proteína	108kDa
Envio	Saco de gelo