

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Epha2 Para Wb E Elisa - P29317

Número do item: CM0005039



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à EPHA2 humana (Receptor Ephrina tipo A 2). Validado para Western blot e ELISA. Adequado para pesquisas sobre adesão celular, migração, diferenciação e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EPHA2 Rabbit mAb
Observações/Alias	ECK; CTPA; ARCC2; CTPP1; CTRCT6; EPHA2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1969
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-534 da EPHA2 humana. (NP_004422.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P29317
Peso da Proteína	108kDa
Envio	Bolsa de gelo