

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Epha2 Para Wb E Elisa - P29317

Número do item: CM0029602



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a EPHA2 humana (Receptor 2 do tipo A de Efrina), validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisa em câncer, angiogênese e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EPHA2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ECK; CTPA; ARCC2; CTPP1; CTRCT6; EPHA2
Espécie	Humano
GeneID	1969
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 280-530 da EPHA2 humana (NP_004422.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P29317
Peso da Proteína	108kDa
Envio	Saco de gelo