

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Epha3 Para Wb, Elisa - P29320

Número do item: CM0027985



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-EPHA3 validado para WB e ELISA. Reage com EPHA3 (110 kDa) humano, de camundongo e rato. Adequado para estudos de sinalização de receptores efrina, adesão celular e processos de desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EPHA3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EK4; ETK; HEK; ETK1; HEK4; TYRO4; EPHA3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2042
GeneID	2042
Imunôgeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-545 do EPHA3 humano (NP_005224.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P29320
Peso da Proteína	110kDa
Envio	Saco de gelo