

## Anticorpo Policlonal Anti-Epha3/Epha4/Epha5 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29320 / P54764 / P54756

Número do item: CM0019401



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa os receptores humanos EPHA3, EPHA4 e EPHA5. Validado para IHC-P, IF/ICC e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para estudar a sinalização do receptor efrina e a adesão celular em pesquisas de desenvolvimento e doenças.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | EPHA3/EPHA4/EPHA5 pAb                                                                                                          |
| Espécie             | Humano                                                                                                                         |
| ID do Gene (Humano) | 2042/2043/2044                                                                                                                 |
| ID do Gene          | 2042/2043/2044                                                                                                                 |
| Imunógeno           | Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 700-800 do EPHA3/EPHA4/EPHA5 humano (NP_005224.2). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                         |
| Aplicação           | IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                       |
| SWISS               | P29320/P54764/P54756                                                                                                           |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                                  |