

Anticorpo Policlonal Anti-Epha4 Para Wb, If/Icc, Elisa - P54764

Número do item: CM0029427



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EPHA4 (EK8/SEK/TYRO1) validado para Humano, Rato, Camundongo em WB, IF/ICC, ELISA. Alveja o receptor efrina envolvido no desenvolvimento e reparo do sistema nervoso.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EPHA4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EK8; SEK; HEK8; TYRO1; EPHA4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2043
GeneID	2043
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-100 do EPHA4 humano (NP_004429.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P54764
Peso da Proteína	110kDa
Envio	Saco de gelo