


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Epha5 Para Wb, If/Icc, Elisa - P54756

Número do item: CM0014242



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a EPHA5 humana (UniProt P54756). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em neurociência sobre orientação de axônios, plasticidade sináptica e sinalização de receptor tirosina quinase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	EPHA5 Rabbit pAb
Observações/Alias	EK7; CEK7; EHK1; HEK7; EHK-1; TYRO4; EPHA5
Espécie	Humano
ID do Gene	2044
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 de EPHA5 humana (NP_004430.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P54756
Peso Proteico	115kDa
Envio	Saco de gelo