

## Anticorpo Policlonal Anti-Ephb2 Para Wb, Elisa - P29323

Número do item: CM0024712



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao EPHB2 humano (NP\_059145.2, aminoácidos 250-540). Validado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com humano e rato. Ideal para pesquisa em neurociência do desenvolvimento, angiogênese e supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | EPHB2 pAb de Coelho                                                                                                                                |
| Observações/Apelido | DRT; EK5; ERK; CAPB; Hek5; PCBC; EPHT3; Tyro5; BDPLT22; EPHB2                                                                                      |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                             |
| GeneID (Humano)     | 2048                                                                                                                                               |
| GeneID              | 2048                                                                                                                                               |
| Imunógeno           | Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 250-540 do EPHB2 humano (NP_059145.2)) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                             |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                                          |
| Reação Cruzada      | Humano, Rato                                                                                                                                       |
| SWISS               | P29323                                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 117kDa                                                                                                                                             |
| Envio               | Saco de Gelo                                                                                                                                       |