


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ephb4 Para Wb, Elisa - P54760

Número do item: CM0029458



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EPHB4 humano, adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo. Projetado para pesquisa em angiogênese, desenvolvimento cardiovascular e migração celular usando imunógeno de proteína recombinante.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EPHB4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HTK; MYK1; HFASD; CMAVM2; LMPHM7; TYRO11; EPHB4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2050
ID do Gene	2050
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P54760
Peso da Proteína	108kDa
Envio	Saco de gelo