

Anticorpo Policlonal Anti-Ephb6 Para Wb, Elisa - 015197

Número do item: CM0017536



introdução

Anticorpo policlonal anti-EPHB6 (coelho) para WB, ELISA. Reage com humano e camundongo. Imunógeno: proteína de fusão recombinante abrangendo os aminoácidos 615-729. Alvo: receptor de efrina com defeito de quinase envolvido na adesão e migração celular. SWISS: 015197.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EPHB6 Rabbit pAb
Observações/Alias	HEP; EPHB6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2051
GeneID	2051
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 615-729 do EPHB6 humano (NP_001267724.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	015197
Peso da Proteína	111kDa
Envio	Bolsa de gelo