


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Efrina A1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20827

Número do item: CM0011805



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Efrina A1 humana (B61, LERK-1). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Com reatividade cruzada com camundongo. Ideal para aplicações em pesquisa de angiogênese e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Efrina A1
Observações/Alias	B61; EFL1; GMAN; ECKLG; EPLG1; LERK1; LERK-1; TNFAIP4; Efrina A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1942
ID do Gene	1942
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Efrina A1 humana (P20827).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P20827
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Bolsa de gelo