

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ephrin B2 Para Wb, Elisa - P52799

Número do item: CM0015253



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra Ephrin B2 humana, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar o desenvolvimento neuronal e a angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ephrin B2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HTKL; EPLG5; Htk-L; LERK5; ephrin-B2; Ephrin B2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1948
GeneID	1948
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-229 da Ephrin B2 humana (NP_004084.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P52799
Peso da Proteína	37kDa
Envio	