

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Ephx1 Para Wb, Elisa - P07099

Número do item: CM0023744

introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade direcionado a EPHX1 (epóxido hidrolase 1, mEH). Validado para aplicações WB e ELISA, tem reatividade cruzada com humano e camundongo. Ideal para estudos de metabolismo e desintoxicação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EPHX1 Rabbit pAb
Observações/Alias	MEH; EPHX; EPOX; HYL1; EPHX1
Espécie	Humano
GeneID	2052
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-320 da EPHX1 humana (NP_000111.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P07099
Peso Proteico	53kDa
Transporte	Bolsa de gelo