


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ephx2 Para Wb E Elisa - P34913

Número do item: CM0002501



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à EPHX2 humana. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para investigar o metabolismo lipídico e vias de desintoxicação de xenobióticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-EPHX2
Observações/Alias	CEH; SEH; ABHD20; EPHX2
Espécie	Humana
GeneID (humano)	2053
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da EPHX2 humana (P34913)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P34913
Peso Proteico	63kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)