


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Ephx2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P34913

Número do item: CM0021756



introdução

Anticorpo policlonico de coelho anti-EPHX2 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta EPHX2 de humano, camundongo e rato. Ideal para investigar funções de epóxido hidrolase e fosfatase lipídica em vias de desintoxicação e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EPHX2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CEH; SEH; ABHD20; EPHX2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2053
GeneID	2053
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-240 da EPHX2 humana (NP_001970.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P34913
Peso Proteico	63kDa
Envio	Bolsa de gelo