


Anti-Epm2A Coelho Policlonal Anticorpo Para Wb, Elisa - 095278

Número do item: CM0028396



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o EPM2A/laforina humano, validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisa sobre doença de Lafora, metabolismo do glicogênio e neurologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EPM2A Coelho pAb
Observações/Apelido	EPM2; MELF; EPM2A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7957
ID do Gene	7957
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 244-331 do EPM2A humano (NP_005661.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	095278
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco com gelo