


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Epn1 (Epsina-1) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6I3

Número do item: CM0024065



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado contra EPN1 humana (Epsina-1). Adequado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Alvo envolvido na endocitose mediada por clatrina e na curvatura da membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EPN1 Rabbit pAb
Observações/Alias	EPN1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	29924
GeneID	29924
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 130-180 da EPN1 humana (NP_037465.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6I3
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Bolsa de gelo