

Anti-Epn2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - O95208

Número do item: CM0023078

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o Epn2 (Epsin-2), produzido contra peptídeo de camundongo e reativo cruzado com humano e rato. Validado para WB e ELISA; projetado para pesquisa de endocitose. Ideal para estudos de endocitose mediada por clatrina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Epn2 pAb de Coelho
Observações / Apelido	Ibp2; 9530051D10Rik; Epn2
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	22905
ID do Gene (Camundongo)	13855
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do Epn2 de camundongo (XP_006532226.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95208
Peso Proteico	68kDa
Envio	Saco de gelo