

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Epn2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 095208

Número do item: CM0020211

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à EPN2 humana (epsina-2). Adequado para WB, IHC-P e ELISA. Validado em amostras humanas. Essencial para o estudo da endocitose mediada por clatrina e do tráfego de membranas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EPN2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	EHB21; EPN2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	22905
GeneID	22905
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-300 da EPN2 humana (NP_683723.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	095208
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Bolsa de gelo