


Anti-Epo Policlonal De Coelho Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01588

Número do item: CM0027795



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Eritropoietina humana (EPO). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA, apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de eritropoiese e distúrbios relacionados.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EPO Rabbit pAb
Observações/Alias	EP; DBAL; ECT5; MVCD2; EPO
Espécie	Humana
ID do Gene	2056
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 93-193 da EPO humana (NP_000790.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01588
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Bolsa de gelo