


Anticorpo Policlonal Anti-Epor De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P19235

Número do item: CM0028876



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o receptor de eritropoietina humana (EPOR), validado para WB, IF/ICC, IF-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização de eritropoietina e diferenciação eritroide.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EPOR pAb de Coelho
Observações/Apelido	EPO-R; EPOR
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2057
ID do Gene	2057
Imunogénio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 274-508 do EPOR humano (NP_000112.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19235
Peso Proteico	55kDa
Envio	Saco de gelo