

Anticorpo Policlonal Anti-Eppin Para Wb, Elisa - 095925

Número do item: CM0023387

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-EPPIN validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. O EPPIN é um inibidor de serina protease crítico para a fertilidade masculina e a motilidade dos espermatozoides. Ideal para pesquisas de biologia reprodutiva.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EPPIN Rabbit pAb
Observações/Apelido	CT71, CT72, WAP7, WFDC7, SPINLW1, dj461P17.2, EPPIN
Espécie	Humano
GeneID (humano)	57119
GeneID	57119
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-133 do EPPIN humano (NP_065131.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	095925
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco com gelo