

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Eprs Para Wb, Elisa - P07814

Número do item: CM0013766



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EPRS humano (ligase bifuncional de glutamato/prolina--tRNA), validado para WB e ELISA. Adequado para pesquisas sobre regulação de tradução, complexo de aminoacil-tRNA sintetase e estudos do complexo GAIT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EPRS Rabbit pAb
Observações/Apelido	EARS; EPRS; PARS; QARS; QPRS; HLD15; PIG32; GLUPRORS
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2058
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P07814
Peso da Proteína	171kDa
Envio	Saco de gelo