


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Eps15 Para Wb, If/Icc, Elisa - P42566

Número do item: CM0024967



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à EPS15 humana (substrato 15 do EGFR, AF-1p), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas de endocitose e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-EPS15
Observações/Alias	AF1P; AF-1P; MLLT5; EPS15
Espécie	Humana
ID do Gene	2060
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 660-840 da EPS15 humana (NP_001972.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P42566
Peso da Proteína	99kDa
Envio	Bolsa de gelo