

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Eps15L1 Para Wb E Elisa - Q9Ubc2

Número do item: CM0029167

### introdução

O anticorpo policlonal de coelho anti-EPS15L1 da CamelBio tem como alvo a EPS15L1 humana (Eps15R). Validado para Western blot e ELISA, ele apoia pesquisas sobre endocitose mediada por receptor e tráfego de integrina.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | EPS15L1 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Observações/Apelido | EPS15R; EPS15L1                                                                                                                  |
| Espécie             | Humano                                                                                                                           |
| ID do Gene (Humano) | 58513                                                                                                                            |
| ID do Gene          | 58513                                                                                                                            |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 475-754 da EPS15L1 humana (NP_001245304.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                           |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                           |
| SWISS               | Q9UBC2                                                                                                                           |
| Peso da Proteína    | 94kDa                                                                                                                            |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                     |