


Anticorpo Policlonal Anti-Eps8 Para Wb, Elisa - Q12929

Número do item: CM0015970



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao EPS8 humano, validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a dinâmica do citoesqueleto de actina, migração celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EPS8 Coelho pAb
Observações/Apelido	DFNB102; EPS8
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2059
GeneID	2059
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do EPS8 humano (NP_004438.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12929
Peso Proteico	92kDa
Envio	Saco de gelo