


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Epsin 1 Para Wb, Elisa - Q9Y6I3

Número do item: CM0003697



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Epsin 1 humana (EPN1). Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Detecta uma banda de 60 kDa. Adequado para estudos sobre endocitose mediada por clatrina e tráfego de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Epsin 1 Coelho mAb
Observações/Apelido	EPN1; Epsin 1
Espécie	Humano
ID do Gene	29924
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-500 da Epsin 1 humana (NP_001123544.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y6I3
Peso Proteico	60kDa
Envio	Saco de gelo