


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Erab/Hsd17B10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99714

Número do item: CM0028124



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ERAB/HSD17B10 humano, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de metabolismo mitocondrial e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ERAB/HSD17B10 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ABAD; CAMR; ERAB; HCD2; MHBD; HADH2; MRPP2; MRX17; MRX31; SCHAD; MRXS10; SDR5C1; HSD10MD; 17b-HSD10; DUPXp11.22; ERAB/HSD17B10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3028
ID do Gene	3028
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99714
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Saco de gelo