


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Erap1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nz08

Número do item: CM0011592



introdução

Anticorpo ERAP1 monoclonal de coelho de alta qualidade validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta ERAP1 endógeno em amostras humanas, de rato e de rato. Adequado para pesquisa de processamento de antígenos da classe I do MHC e regulação da pressão arterial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ERAP1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	ALAP; A-LAP; ARTS1; ERAAP; APPILS; ARTS-1; ERAAP1; PILSAP; PILS AP; ERAP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51752
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 842-941 do ERAP1 humano (Q9NZ08).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9NZ08
Peso Proteico	107kDa
Envio	Bolsa de Gelo