


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-ErbB2Ip Para Wb, Elisa - Q96Rt1

Número do item: CM0028696



introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade direcionado a ERBB2IP (Erbin, LAP2) humano. Validado para WB e ELISA. Essencial para o estudo da sinalização de ERBB2, diferenciação de queratinócitos e regulação de NF-κB em epitélios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ERBB2IP Rabbit pAb
Observações/Apelido	LAP2; ERBB2IP; HEL-S-78
Espécie	Humano
GeneID	55914
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1152-1371 de ERBB2IP humano (NP_061165.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96RT1
Peso Proteico	158kDa
Envio	Saco de gelo