


Anticorpo Monoclonal Anti-ErbB3/Her3 Para Citometria De Fluxo - P21860

Número do item: CM0005349



introdução

A CamelBio oferece anticorpo monoclonal de coelho anti-humano ErbB3/HER3 conjugado com , validado para citometria de fluxo. Tem como alvo o domínio extracelular, ideal para estudar a sinalização HER3 em tecidos epiteliais e cerebrais humanos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano ErbB3/HER3 mAb
Observações/Apelido	ERBB3; ErbB-3; HER3; LCCS2; MDA-BF-1; c-erbB-3; c-erbB3; erbB3-S; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; receptor tirosina quinase erb-b2 3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2065
GeneID	2065
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-643 do ErbB3/HER3 humano (NP_001973.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P21860
Peso da Proteína	148kDa
Envio	