


Anticorpo Monoclonal Anti-ErbB3/Her3 (, Coelho) Para Citometria De Fluxo - P21860

Número do item: CM0007754



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao ErbB3/HER3 humano, validado para citometria de fluxo (FC). Adequado para detecção da receptor tirosina-proteína quinase erbB-3 em estudos de superfície celular e intracelulares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-ErbB3/HER3 Humano
Observações/Apelido	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2065
GeneID	2065
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-643 do ErbB3/HER3 humano (NP_001973.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P21860
Peso Proteico	148kDa
Envio	Em saco de gelo