


Anticorpo Policlonal Anti-ErbB3/Her3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P21860

Número do item: CM0017749



introdução

Anticorpo policlonal Anti-ErbB3/HER3 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com ErbB3/HER3 humano, de camundongo e rato. Tem como alvo uma tirosina quinase do receptor de neuregulina importante na pesquisa do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ErbB3/HER3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; ErbB3/HER3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2065
ID do Gene	2065
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-285 do ErbB3/HER3 humano (NP_001973.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21860
Peso da Proteína	148kDa
Envio	Saco de gelo