


Anticorpo Monoclonal Anti-ErbB4/Her4 Para Wb, Elisa - Q15303

Número do item: CM0002270



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ErbB4/HER4 humano, reativo cruzado com camundongo e rato. Adequado para WB e ELISA, visando uma tirosina quinase de receptor envolvida no desenvolvimento e no câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ErbB4/HER4 Rabbit mAb
Observações/Apelido	HER4; ALS19; p180erbB4; ErbB4/HER4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2066
ID do Gene	2066
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1200-1308 do ErbB4/HER4 humano (Q15303).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q15303
Peso da Proteína	147kDa
Envio	Saco com gelo