


Anticorpo Policlonal Anti-ErbB4/Her4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15303

Número do item: CM0027940



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho ErbB4/HER4 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece ErbB4 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de sinalização de receptor tirosina quinase e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ErbB4/HER4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HER4; ALS19; p180erbB4; ErbB4/HER4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2066
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15303
Peso Proteico	147kDa
Envio	Saco de gelo