


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-ErbB4/Her4 Para Wb E Elisa - Q15303

Número do item: CM0015272



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ErbB4/HER4 humano, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para rato. Ideal para pesquisas sobre sinalização de neuregulina/EGF, desenvolvimento e oncogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ErbB4/HER4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HER4; ALS19; p180erbB4; ErbB4/HER4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2066
GeneID	2066
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1150-1250 do ErbB4/HER4 humano (NP_005226.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q15303
Peso Proteico	147kDa
Envio	Saco de gelo