

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Erc1 Para Wb, Elisa - Q8Iud2

Número do item: CM0025793

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ERC1 humano (ELKS/Rab6IP2), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para o estudo da sinalização NF-kB, organização sináptica e tráfego de membrana. Peso: 128 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ERC1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ELKS; Cast2; ERC-1; RAB6IP2; ERC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23085
GeneID	23085
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 700-850 do ERC1 humano (NP_829884.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IUD2
Peso da Proteína	128kDa
Envio	Saco de gelo