


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ercc1 Para Wb E Elisa - P07992

Número do item: CM0010424



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ERCC1 humano (P07992), validado para Western blot (WB) e ELISA. Uma ferramenta essencial para o estudo do reparo do DNA, do reparo de ligações cruzadas intercatenárias e da estabilidade do genoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho contra ERCC1
Observações/Apelidos	UV20; COFS4; RAD10; ERCC1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	2067
GeneID	2067
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 de ERCC1 humano (P07992).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P07992
Peso da Proteína	33 kDa
Transporte	Bolsa de gelo