

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ercc1 Para Wb E Elisa - P07992

Número do item: CM0026727



introdução

Valide o anticorpo policlonal de coelho anti-ERCC1 para WB e ELISA. Detecta ERCC1 humano, de rato e camundongo, uma proteína-chave de reparo de DNA. Ideal para pesquisas em estabilidade genômica e resposta a danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ERCC1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	UV20; COFS4; RAD10; ERCC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2067
GeneID	2067
Imunógeno	Proteína recombinante, Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-323 do ERCC1 humano (NP_973730.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07992
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de Gelo