


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ercc3 Para Wb, Elisa - P19447

Número do item: CM0015149



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ERCC3 (XPB) humano, validado para WB e ELISA. Adequado para amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas de transcrição e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhe
Nome do Produto	ERCC3 Rabbit pAb
Observações/Alias	XPB; BTF2; Ssl2; TTD2; GTF2H; RAD25; TFIIH; ERCC3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2071
GeneID	2071
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 512-782 do ERCC3 humano (NP_000113.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19447
Peso da Proteína	89kDa
Envio	Bolsa de gelo