


Anti-Ercc4 (Xpf) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ip, Elisa - Q92889

Número do item: CM0030085



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ERCC4 (XPF) humano validado em WB, IP, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Tem como alvo a endonuclease de reparo de DNA XPF, essencial para pesquisas sobre reparo de excisão de nucleotídeos, reparo de cross-links interfitas e estabilidade genômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ERCC4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	XPF; RAD1; FANCO; XFEPS; ERCC11; ERCC4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2072
GeneID	2072
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 513-782 do ERCC4 humano (NP_005227.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92889
Peso Proteico	104kDa
Envio	Saco de gelo