


Anticorpo Policlonal Anti-Ercc5 Para If/Icc, Elisa - P28715

Número do item: CM0020513



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-ERCC5 validado para IF/ICC e ELISA. Detecta ERCC5 (XPG) humano, de camundongo e de rato, uma endonuclease chave no reparo de DNA. Adequado para pesquisa em reparo por excisão de nucleotídeos e estabilidade genômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ERCC5 Rabbit pAb
Observações/Alias	XPG; UVDR; XPGC; COFS3; ERCM2; ERCC5-201; ERCC5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2073
GeneID	2073
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 da ERCC5 humana (NP_000114.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28715
Peso da Proteína	133kDa
Envio	Bolsa de gelo